

DILUENTE

-INDICADO PARA IMUNOTERAPIA INJETÁVEL-

NICE®



VOLUMES 5 ML E 6 ML

CLORETO DE SÓDIO 0,9%
FENOL 0,3%
ÁGUA PARA INJETÁVEIS Q.S.P.

CLORETO DE SÓDIO 0,9%
FENOL 0,3%
ALGINATO DE SÓDIO 0,1%
ÁGUA PARA INJETÁVEIS Q.S.P.

REG M.S.: 117290014



NICE® - SUSPENSÃO

CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML, FENOL 3 MG/ML E ALGINATO DE SÓDIO 1 MG/ML

APRESENTAÇÃO
SUSPENSÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, INCOLOR, ESTÉRIL E APIROGÊNICA.

APRESENTAÇÕES: CAIXA TIPO COLMEIA CONTENDO 100 UNIDADES DE FRASCO AMPOLA DE VIDRO ÂmBAR, COM AS APRESENTAÇÕES DE 5 ML E 6 ML.

USO SUBCUTÂNEO
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

COMPOSIÇÃO
CADA ML DA SUSPENSÃO CONTÉM:
CLORETO DE SÓDIO.....9MG
FENOL.....3MG
ALGINATO DE SÓDIO.....1MG
ÁGUA PARA INJETÁVEIS Q.S.P.....1,0ML

CONTEÚDO ELETROLÍTICO:
SÓDIO (NA⁺).....154 MEQ/L
CLORETO (CL⁻).....154 MEQ/L
ALGINATO DE SÓDIO.....10,8 MEQ/L
FENOL.....3 MEQ/L

OSMOLARIDADE.....325,8 MOSM/L
PH.....6,0 - 7,0

NICE® - SUSPENSÃO É INDICADO COMO DILUENTE DE VACINAS ALERGÊNICAS COM ADJUVANTES (AÇÃO PROLONGADA), CONFORME CRITÉRIO MÉDICO.

MANTER EM TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 30°C). APÓS UTILIZADO, MANTER EM TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO (2°C A 8°C). DESDE QUE RESPEITADOS OS CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO, O MEDICAMENTO APRESENTA UMA VALIDADE DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE SUA FABRICAÇÃO.

NICE® - SUSPENSÃO É CONTRAINDICADO PARA PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE CONHECIDA AOS COMPONENTES DA FÓRMULA.

DIRETRIZES LEGAIS
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

REG. MS 1.1729.0014
FARM. RESP.: M. QUEIROZ DA CRUZ
CRF-RJ N° 1560

REGISTRADO E FABRICADO POR:
LABORATÓRIO DE EXTRATOS ALERGÊNICOS LTDA
AV. RIO BRANCO, 277, SALA 1201 - RIO DE JANEIRO - RJ; CNPJ 28.614.626/0001-07

NICE® - SOLUÇÃO

CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML E FENOL 3 MG/ML

APRESENTAÇÃO
SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, INCOLOR, ESTÉRIL E APIROGÊNICA.

APRESENTAÇÕES: CAIXA TIPO COLMEIA CONTENDO 100 UNIDADES DE FRASCO AMPOLA DE VIDRO ÂmBAR, COM AS APRESENTAÇÕES DE 5 ML E 6 ML.

USO SUBCUTÂNEO
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

COMPOSIÇÃO
CADA ML DA SOLUÇÃO CONTÉM:
CLORETO DE SÓDIO.....9 ML
FENOL.....3 MG
ÁGUA PARA INJETÁVEIS Q.S.P.....1,0 ML

CONTEÚDO ELETROLÍTICO:
SÓDIO (NA⁺).....154 MEQ/L
CLORETO (CL⁻).....154 MEQ/L
FENOL.....3 MEQ/L
OSMOLARIDADE.....315 MOSM/L
PH.....6,0 - 7,0

NICE® - SOLUÇÃO É INDICADO COMO DILUENTE DE VACINAS ALERGÊNICAS, CONFORME CRITÉRIO MÉDICO.

MANTER EM TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 30°C). APÓS UTILIZADO, MANTER EM TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO (2°C A 8°C). DESDE QUE RESPEITADOS OS CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO, O MEDICAMENTO APRESENTA UMA VALIDADE DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE SUA FABRICAÇÃO.

NICE® - SOLUÇÃO É CONTRAINDICADO PARA PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE CONHECIDA AOS COMPONENTES DA FÓRMULA.

DIRETRIZES LEGAIS
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

REG. MS 1.1729.0014
FARM. RESP.: M. QUEIROZ DA CRUZ
CRF-RJ N° 1560

REGISTRADO E FABRICADO POR:
LABORATÓRIO DE EXTRATOS ALERGÊNICOS LTDA
AV. RIO BRANCO, 277, SALA 1201 - RIO DE JANEIRO - RJ; CNPJ 28.614.626/0001-07

